



RIS SESCAM


DULCINGEST

**sescam**

**Servicio de Salud de Castilla-La Mancha**

## VENTANA DE ENTRADA

Cuando ejecute el programa aparecerá la siguiente ventana:



En esta pantalla se solicita el nombre de usuario y la clave para acceder al programa.

Una vez introducida la información pulse el botón “Entrar” y accederemos al programa.

Si no quiere entrar pulse “Salir”.


### ¿ALGÚN PROBLEMA?

Si no ha conseguido entrar en el programa y ha devuelto una pantalla de error puede deberse a varias causas.

1. Haya introducido mal alguno de los datos solicitados por lo que deberá volver a intentar la entrada otra vez, procurando introducir los datos fielmente y considerando que el programa distingue entre mayúsculas y minúsculas.
2. Si el problema persiste póngase en contacto con el administrador de la base de datos para que confirme los datos de usuario y clave. Si un mensaje de error es devuelto procure recordar el código del error para comunicárselo al administrador de la red.

## VENTANA PRINCIPAL

Una vez dentro del programa podremos ver la siguiente ventana:



Paciente:

DNI:  N° S.S.:  Historia:

Teléfono:  Fecha de nacimiento:  Sexo:

Informe radiológico

Fecha de solicitud:  Servicio:

Médico:

Carácter:  Fecha:  Hora:

Radiólogo:   Informado

Estudios asociados al informe

SERAM	Sala	Técnico	Fecha hora

Códigos de diagnóstico

1º  2º  3º  4º

Cancelar Guardar

Esta es la pantalla principal del programa donde podemos observar varias partes que se irán explicando posteriormente.


Tal vez no vea la esta pantalla completamente se puede ajustar el tamaño situándonos en el borde inferior derecho de la ventana y nos aparecerá un cursor de doble flecha inclinada, en este momento y manteniendo el botón izquierdo pulsado podremos agrandar o disminuir el área visible.

- En la parte superior vemos un menú con diversas opciones.
- Debajo nos encontramos con los datos del paciente que estamos examinando actualmente.
- A continuación los datos sobre el informe radiológico del paciente.
- Finalmente encontramos los códigos de diagnóstico.


## Menú

En el menú nos encontramos con diversos submenús.

- Paciente
  - **Nuevo** : Seleccionando esta opción se invita a introducir los datos para un nuevo paciente.




- **Buscar**. Esta opción nos permite buscar un paciente según el criterio introducido.




Se puede rellenar cualquier campo por el que se quiera realizar la búsqueda (nombre, apellidos, d.n.i., etc).

- **Buscar tarjeta**. Mediante esta opción se busca al paciente introduciendo su correspondiente tarjeta sanitaria.



- **Buscar cita.** Mediante esta opción se pueden buscar los pacientes citados en unas determinadas fechas y agendas, después podremos seleccionar uno de los pacientes listados.




Historia	Nombre	Fecha	Hora

- Informe

- **Nuevo.** Permite crear un nuevo informe, para ello se activara la zona dedicadas a informes, en la que habrá que rellenar los diversos campos. Un informe nuevo estará marcado con el color azul.

En este momento nos podemos encontrar con varias alternativas


- Si el paciente está en urgencias en este momento se nos solicitará si queremos asignar el informe al episodio de urgencias. Si pulsamos *Aceptar* el nuevo informe será asignado al episodio, sino se creará un informe sin estar asignado al episodio.
- Si el paciente está citado en alguna agenda de radiología se nos indicará si queremos asociar el informe a alguna de las citas,



El paciente tiene citas.  
¿Desea asignar el informe a una cita?.

Aceptar Cancelar

Podemos pulsar *Cancelar* si no queremos asociarlo y pulsar *Aceptar* con lo que nos aparecerá una nueva pantalla con un listado de las citas de radiología que tenga ese paciente.




Citas del paciente

Agenda	Prestación	Fecha	Hora
ARAY-X	FX_DE_TARDE	26-03-2003	16:19

Asignar informe a la cita      Cancelar

Una vez creado el informe se nos activará la zona relacionada con el informe radiológico.



Dulcingest

Paciente Informe Buscar diagnósticos Selección de informes Ayuda Salir

Paciente:

DNI:  N° S.S.:  Historia:

Teléfono:  Fecha de nacimiento:  Sexo:

Datos del paciente

Informe radiológico

Fecha de solicitud:  Servicio:

Médico:

Carácter:  Fecha:  Hora:

Radiólogo:   Informado

Diagnóstico

Informe radiológico

Notas

Estudios asociados al informe

SERAM	Sala	Técnico	Fecha hora

+  
-  
P  
l  
a  
c  
a  
s

Códigos de diagnóstico

1º  2º  3º  4º


Cancelar Guardar

## ABRIMOS UN PARÉNTESIS PARA EXPLICAR ESTOS APARTADOS

- El botón *diagnóstico* nos abre una ventana donde podremos poner el diagnóstico del paciente




- El botón *informe radiológico* nos abre una ventana donde generar el informe radiológico correspondiente o seleccionar uno de los informes radiológicos pre-creados.



Para usar uno de los informes radiológicos pre-creados se selecciona de la lista y se pulsa aplicar. ¡CUIDADO!. Esto sobrescribirá todo lo escrito anteriormente. Una vez rellenado el informe, este queda marcado en *amarillo*.


- El botón *notas* nos permite añadir notas al informe, esta opción se activa cuando el informe esté cerrado.

- Estudios asociados al informe




SERAM	Sala	Técnico	Fecha hora


En esta zona para que nos salgan las diferentes opciones deberemos: Primero situarnos en la celda con el botón izquierdo y después pulsar el botón derecho con lo que nos aparecerá la correspondiente pantalla.

En la primera columna aparecerá cámara  que nos indicará que existe una imagen asociada a ese estudio pulsando varias veces sobre el se nos abrirá el visualizador que nos permitirá ver la radiografía.

En la siguiente columna rellenaremos el código del tipo de estudio, donde pulsando el botón derecho del ratón nos aparece la siguiente pantalla, donde podremos seleccionar el estudio



Después se pulsará (con el botón derecho) en *Sala* y aparecerá la siguiente ventana donde podremos seleccionar la sala donde realizar el estudio.




Pulsando (botón derecho) sobre el cuadrado *Técnico* nos aparecerá una pantalla similar a la anterior donde podremos seleccionar el técnico.

En la última columna pondremos la hora y la fecha del estudio.





A la derecha se encuentran tres botones que nos permitirá realizar las siguientes tareas.

En el botón de *Placas* muestra la siguiente ventana




Donde podremos añadir, modificar y borrar placas a cada uno de los estudios.

Los botones  y  sirven para añadir y eliminar estudios al informe.

- Debajo de esta zona existe otra llamada *Códigos de diagnóstico*. En esta se señalará, lógicamente, el código de diagnóstico. Luego se podrá buscar el informe por estos códigos.

## VOLVEMOS A LAS OPCIONES DEL MENU (Informe)






- **Buscar.** Nos permite seleccionar un informe del paciente actualmente en uso.









Fecha	Estudios
08-11-2002	ECOGRAFÍA DE ABDOMEN COMPLETO (INCLUYE RENA RM DE HOMBRO TOMOGRFIA CONVENCIONAL
08-11-2002	TOMOGRFIA CONVENCIONAL
08-11-2002	COLUMNA TOTAL, 1 PROYECCION
08-11-2002	COLUMNA TOTAL, 1 PROYECCION
12-03-2003	CHARNELA DORSO-LUMBAR
13-03-2003	CHARNELA DORSO-LUMBAR
13-03-2003	MASTOIDES CUATRO PROYECCIONES
20-03-2003	COLUMNA TOTAL, 1 PROYECCION
11-04-2003	CODO, ANT.-POST. Y LAT

Lo cual activa la zona *Informe radiológico* y nos permite realizar las acciones comentadas del apartado anterior.


Se puede observar que el icono de cada informe puede tener varios colores. Esto tiene un significado :

-  : Informe registrado pero sin informar.
-  : Informe informado pero no transcrito.
-  : Informe transcrito.
-  : Informe cerrado.
-  : Informe borrado.

En los informes que aparece el icono  indica que el informe tiene imágenes asociadas al estudio, por lo cual podremos tener también los estados siguientes:


-  : Informe registrado pero sin informar con imágenes en PACS.
-  : Informe informado pero no transcrito con imágenes en PACS.
-  : Informe transcrito con imágenes en PACS.
-  : Informe cerrado con imágenes en PACS.
-  : Informe borrado con imágenes en PACS.

- **Buscar Código de Barras.** Nos permite buscar un informe por su código de barras.




- **Guardar.** Guarda el informe actual.
- **Imprimir todo.** Imprime todo
- **Imprimir informe solo.** Imprime el informe actual.
- **Cerrar el informe.** Cierra el informe, el cual queda marcado en *rojo*, a partir del cerrado del informe solo se nos permitirá añadir notas al informe.
- **Notas.** Cuando el informe está cerrado se activará esta opción la cuál nos permitirá añadirle notas al informe.
- **Borrar informe.** Permite borrar el informe actual si no está cerrado. El informe quedará marcado como borrado con un aspa.

- Buscar diagnósticos.



Busca informes por el diagnóstico.

- Selección de informes. Esta ventana permite consultar los informes generados en unas fechas determinadas, por un médico y en una o en todas las salas.



Una vez encontrados los informes podremos abrirlos, seleccionándolo y abriéndolo mediante el botón *Abrir*.

- Ayuda.
  - **Sobre informes de radiología...** Muestra información sobre el programa.
  - **Especificar impresora de etiquetas.** Nos permite especificar la impresora de etiquetas.

- **Mantenimiento => Informes predefinidos.** Permite editar los informes radiológicos predefinidos y realizar cambios. Para ello deberemos seleccionar el informe en el desplegable y después *editar*, una vez modificado pulsaremos *Guardar*, *Borrar* para eliminarlo o *Cancelar* para deshacer los cambios.

INFORMES RADIOLÓGICOS PREDEFINIDOS

ECOGRAFIA ABDOMINAL (PEDIATRIA)

Guardar Borrar

Editar Cancelar

Salir